

ALFAPARF
MILANO
PROFESSIONAL

WALK
ON THE
BRIGHT SIDE

- **Evolution of the color 7.8 e 9.8** sono colori molto freddi. Nel caso in cui volessi raffreddare ulteriormente il risultato, utilizza un ossidante più forte di quello che utilizzeresti normalmente.
- Applica **Color Wear 10.8** su una base color giallo paglia per neutralizzare il residuo di melanina indesiderato, ottenendo un risultato color ghiaccio.
Per ottenere delicate sfumature di color lilla applica invece la nuance su una base decolorata senza residuo di melanina.
- Per ottenere un eccellente risultato dalla nuance **Platinum 11.80** assicurati che la base di partenza sia superiore o uguale a un biondo scuro (6).

Pearl Bright colors

Le nuance con nuovo riflesso Perla arricchiscono l'ampia gamma Pearl Bright già disponibile nelle linee colore di Evolution of the color e Color Wear: **biondi luminosi, dal beige perlato al color ghiaccio.**



EOC
CW



CW



EOC



CW

7.21

BIONDO MEDIO
IRISÉ CENERE
IRISÉ

7.12

BIONDO MEDIO
CENERE IRISÉ
CENERE

8.21

BIONDO CHIARO
IRISÉ CENERE
IRISÉ

8.12

BIONDO CHIARO
CENERE IRISÉ
CENERE



EOC
CW



EOC
CW



CW

9.21

BIONDO CHIARISSIMO
IRISÉ CENERE
IRISÉ

9.2

BIONDO CHIARISSIMO
IRISÉ
IRISÉ

9.02

BIONDO CHIARISSIMO
LEggerMENTE IRISÉ
IRISÉ



EOC



EOC
CW



EOC
CW



CW

10.05

BIONDO EXTRACHIAIRO
LEggerMENTE MOGANO
SCAMOSCIATI

10.1

BIONDO EXTRACHIAIRO
CENERE
CENERE

10.21

BIONDO EXTRACHIAIRO
IRISÉ CENERE
IRISÉ

10.02

BIONDO EXTRACHIAIRO
LEggerMENTE IRISÉ
IRISÉ



EOC



EOC



EOC

11.20

BIONDO PLATINO
IRISÉ
PLATINUM

11.21

BIONDO PLATINO
IRISÉ CENERE
PLATINUM

11.11

BIONDO PLATINO
CENERE INTENSO
PLATINUM



EOC



EOC

.02

IRISÉ LEGGERO
HARMONIZER

.01

CENERE LEGGERO
HARMONIZER



Pearl Bright colors

Tips

- Per creare **risultati colore affini al mondo Perla** e per contrastare i residui di melanina indesiderati, che vanno dal giallo paglia all'arancio:

.02 GIALLO PAGLIA	.12 ARANCIO-GIALLO
.2 GIALLO	.01 - .1 ARANCIO
.21 GIALLO-ARANCIO	
- Per creare dei **biondi Perla inediti** utilizza **Evolution of the color 10.05** da solo o in miscela con altre nuance (utilizzare in diluizione 1:2 con Oxid'O 5 vol. per tonalizzare dopo una decolorazione).

Serie speciali

- **Platinum 11.20 e 11.21** per ottenere un risultato biondo naturale, partendo da una base biondo scuro (6).
- **Platinum 11.11** per ottenere un biondo freddo, partendo da una base biondo scuro (6). Per un biondo leggermente caldo partire da una base castano chiaro (5).
- **Harmonizer .01** per applicare su un capello previamente decolorato e neutralizzare gli indesiderati riflessi giallo intenso/arancio.
- **Harmonizer .02** per applicare su un capello previamente decolorato e neutralizzare gli indesiderati riflessi giallo paglia/giallo.

Tra le nuove nuance, c'è anche la **vincitrice del contest Next Color GenHairation!**

NEXT
COLOR
GENHAIRATION




10.111

NEW!

Per un colore perlato sui **toni dell'azzurro**, applicare su residuo di melanina giallo paglia.

Attenzione: applicare su un residuo di melanina giallo intenso potrebbe comportare risultati indesiderati (tendenza matte).

EVOLUTION OF THE COLOR




PLATINUM



HARMONIZER



COLORWEAR



PIGMENTS

Color everything

Utilizzare Pigments per mantenere, enfatizzare o correggere l'intensità, il riflesso e la luminosità del colore.

ALFAPARF
MILANO
PROFESSIONAL

DISCOVER MORE
alfaparfmilanopro.com